



Стандартная комплектация реактора РВД-2-150: (входит в стоимость реактора)

- Стакан реактора- 1шт.
- Крышка - 1шт.
- Вставка фторопластовая - 1шт.
- Прокладка фторопластовая – 1шт.
- Стакан фторопластовый – 1шт.
- Манометр до 250 бар - 1шт.
- Разрывной диск с держателем - 1шт.
- Игольчатый вентиль - 2шт.
- Термогильза (для термопары) – 1 шт.
- Хомут зажимной – 1шт.

Реактор высокого давления РВД-2-150 предназначен для исследований процессов под давлением и для синтеза в лабораторных условиях при избыточном давлении. Реактор оснащен всей необходимой арматурой и термогильзой для размещения термопары. Для защиты конструкции реактора от воздействия агрессивной среды крышка реактора и стакан защищены вставкой из ПТФЭ. Для равномерного нагрева реактор может поставляться с алюминиевой терморубашкой. Перемешивание осуществляется с помощью магнитной мешалки.

РВД-2-150	Характеристика
Номинальный объем стакана	150 мл
Объем вставки	100 мл
Максимальное рабочее давление	200 бар
Максимальная рабочая температура	250 °С
Материал реактора	AISI 316 L
Количество портов	3
Нагрев	нагревательная плитка (магнитная мешалка с нагревом)
Перемешивание	магнитная мешалка
Охлаждение	естественное
Размеры	360 x 260 мм
Внутренний диаметр стакана	44 мм
Глубина стакана	100 мм
Внутренний диаметр вставки	38 мм
Глубина вставки	92 мм
Вес	6,93 кг

Аксессуары и дополнительное оборудование (не входит в стандартную комплектацию):

- Пассивный термоблок.
- Магнитная мешалка.